



## HU

Leírás és tervezett alkalmazás:

Egy méretben kapható, rugalmas, és léágteresztő deréktámasztó öv, amely állítható kompressziót biztosít. Modularis kialakításának köszönhetően bármilyen testalkoshoz igazítható, kinehelyi mérétező sinje pedig a felhasználó igényeinek megfelelően kisebb vagy nagyobb kompressziót biztosít.

**Javallat:**

- Lumbágó, derétkáj artrózis, csontritkulás, csontgyulladás, discopathia, deréksába és derékumutatott utáni állapotok esetén.

**Ellenjavallatok:**

- Duzzanatlan járó hegekre ne használja.
- Nem használja, ha az ortézis helye elérhetőtlen.
- Biokompatibilis anyagokkal való érintkezés okozta bőrallergia esetén használja.
- Ha a bőrfelület elkezd pirosodni és/vagy túlzottan felmelegszik, vagy abba az eszköz használatát.

**Övintézetek:**

- Az ortézis használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszközt vásárolt.
- Ahhoz, hogy az ortézis el tudja látni funkcióját, megfelelően a beteg alkáthoz kell igazítani. Az ortézis elő felhasználásával és belátását szakember (orvos, ortopédiai technikus stb.) felügyelje elatt két hégen.
- Mindig tartsa be a általános használati utasításokat és kezelőorvos külön utasításait.
- Az ortézis felélezés és használatának utánkövetésére az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is dönt.
- Ha bármilyen mellékhatásból, bőrreakció vagy szennibbítési szél, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- Az orvosnak figyelembe kell venni a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használata mellett.
- A nyomás által érintett területeken a bőr nem lehet sérült, sem túlérzékeny.
- Bár az ortézis nem egyszeri használatára való, csak egy paciens használhatja. Más pacienseken használni nem szabad.
- Az ortézis megfelel használata függ az alkotóelemeinek állapotáról, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. A paciens kezelését nyomon követő egészségügyi dolgozó a paciens részére lejelzési jogát javasolhatja annak lecerelését, ha a termék megrongálódott vagy ellopott.
- A működőképesség megerősítése érdekében ajánljott ügyelni a mikropacsok gyors záróelemeinek tisztásáról, és a hozza tapadat anyagokat célszerű eltávolítani.
- A termék egyes anyai nem tüzelőfák, ezért használata tulajdon hő, tűz vagy sugárzás közéleben nem ajánlott.
- Rendszeresen tisztítása meg a termékkel és ügyeljen a megfelelő személyi higiénériára.
- Kérdezze meg orvosát, hogy az ortézis levehető-e tűrőd vagy uhuhanyság közben, ha nem, bedek se bőrre a ortézis tegyen water.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az eszközzel.

**Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:**

• Az óvat előre összeszerelt állapotban szállítják; a felhelyezéskor vegye figyelembe a jobb (R) és bal (L) oldalt. 1. ábra

• Állitsa be az óv méretét: A hátrészen ápró lyukakat alkotó szimmetrikus jelek (A) találhatók, amelyek referencialeként szolgálnak az óv középre felhelyezésénél. 2. ábra

• Helyezze be a mérétvőt sírt. Kapcsolja a mérétvőt a tópózárba (B) az óv háttájára, a kepen látható módon középre helyezz. 3. ábra

• Csatolja be az óvát: A paciens méreteihez igazítva csatolja be az óv elülső részét. 4. ábra

• Állitsa a mérétvőt sírt: Műtán a mérétvőt át vezeti a hozzá tartozó pántokat a paciens méreteihez. 5. ábra

• Ha a pánt a paciens méreteihez képest túl hosszú, táloltsa ki a tópózárát, vagy a le felesleges részt, majd helyezze vissza. 6. ábra

• A pántokat a tópózárban rögzítse, majd csatolja a jobb oldali pántot a leírás szerint. 7. ábra

• Láttat minden írásból a ortézis spenel.

**Istruktúra per correcte plaatting:**

• De steunband wordt klaar voor gebruik geleverd. Houd bij het aanbrengen van de steunband rekening met de rechterkant (R) en linkerkant (L). Fig. 1

• Altitsa be az óv méretét: A hártrészen ápró lyukakat alkotó szimmetrikus jelek (A) találhatók, amelyek referencialeként szolgálnak az óv középre felhelyezésénél. 2. ábra

• Helyezze be a mérétvőt sírt. Kapcsolja a mérétvőt a tópózárba (B) az óv háttájára, a kepen látható módon középre helyezz. 3. ábra

• Csatolja be az óvát: A paciens méreteihez igazítva csatolja be az óv elülső részét. 4. ábra

• Állitsa a mérétvőt sírt: Műtán a mérétvőt át vezeti a hozzá tartozó pántokat a paciens méreteihez. 5. ábra

• Ha a pánt a paciens méreteihez képest túl hosszú, táloltsa ki a tópózárát, vagy a le felesleges részt, majd helyezze vissza. 6. ábra

• A pántokat a tópózárban rögzítse, majd csatolja a jobb oldali pántot a leírás szerint. 7. ábra

**A termék karbantartása – Mosási utasítások:**

A textíliás mozdóságú zárasa bőr mikropacsokat, és semleges mosószerrel, kékéz mossa ki (max. 30 °C). Hypot ne használjon. Kozettelen hőforrásnak, például kályha, fűtés vagy radiátor melegének és közében napsütésnek ne tegye ki.

**Megjegyzés:** A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságának abban a tagállamban, ahol a felhasználó és/vagy a paciens él.

**Onderhoud van het product - Wasinstructies:**

Voor het wassen van de stoffen onderdelen, sluit de micro-haakjes en was met de hand en milde zeep (max. 30 °C). Niet blootstellen aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiatoren, direct zonlicht, enz.

**Opmerking:** Ernstige bijzonderheden in verband met het gebruik van het product moeten worden vermeld aan de fabrikant en de bevoegde raad van het lidstaat waar de gebruiker Y/of patiënt verblift.

## NL

Beschrijving en beoogd gebruik:

Steunband in één maat elastisch en ademend voor een verstelbare compressie. Dankzij het modulair ontwerp pas deze steunband zich om elk lichaam aan en zorgt de verwijderbare elastische band voor meer of minder compressie, afhankelijk van de behoeftte van de gebruiker.

**Indicaties:**

Rugpijn, artrose in de rug, osteoporose, ootemalacie, dyskopatie, ischias en postchirurgische behandelingen aan de onderrug.

**Contra-indicaties:**

• Niet op gezwollen open littekens gebruiken.

• Gebruik de orthese niet op plekken die geïnfecteerd zijn.

• Niet gebruiken in geval van huisdierallergie wegens het contact met weefselsvriendelijke materialen.

• Niet gebruiken als het gebied te rood en/of te warm wordt.

**Voorzorgsmaatregelen:**

• Als ortesis használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszközt vásárolt.

• Ahhoz, hogy az ortézis el tudja látni funkcióját, megfelelően a beteg alkáthoz kell igazítani. Az ortézis elő felhasználásával és belátását szakember (orvos, ortopédiai technikus stb.) felügyelje elatt két hégen.

• Mindig tartsa be a általános használati utasításokat és kezelőorvos külön utasításait.

• Az ortézis felélezés és használatának utánkövetésére az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is dönt.

• Ha bármilyen mellékhatásból, bőrreakció vagy szennibbítési szél, erről azonnal tájékoztassa orvosát.

• Az ortézis használatát a bőr nem lehet sérült, sem túlérzékeny.

• Bár az ortézis nem egyszeri használatára való, csak egy paciens használhatja. Más pacienseken használni nem szabad.

• Az ortézis megfelel használata függ az alkotóelemeinek állapotáról, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. A paciens kezelését nyomon követő egészségügyi dolgozó a paciens részére lejelzési jogát javasolhatja annak lecerelését, ha a termék megrongálódott vagy ellopott.

• A működőképesség megerősítése érdekében ajánljott ügyelni a mikropacsok gyors záróelemeinek tisztásáról, és a hozza tapadat anyagokat célszerű eltávolítani.

• Termék egyes anyai nem tüzelőfák, ezért használata tulajdon hő, tűz vagy sugárzás közéleben nem ajánlott.

• Rendszeresen tisztítása meg a termékkel és ügyeljen a megfelelő személyi higiénériára.

• Kérdezze meg orvosát, hogy az ortézis levehető-e tűrőd vagy uhuhanyság közben, ha nem, bedek se bőrre a ortézis tegyen water.

• Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az eszközzel.

**Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:**

• Az óvat előre összeszerelt állapotban szállítják; a felhelyezéskor vegye figyelembe a jobb (R) és bal (L) oldalt. 1. ábra

• Állitsa be az óv méretét: A hátrészen ápró lyukakat alkotó szimmetrikus jelek (A) találhatók, amelyek referencialeként szolgálnak az óv középre felhelyezésénél. 2. ábra

• Helyezze be a mérétvőt sírt. Kapcsolja a mérétvőt a tópózárba (B) az óv háttájára, a kepen látható módon középre helyezz. 3. ábra

• Csatolja be az óvát: A paciens méreteihez igazítva csatolja be az óv elülső részét. 4. ábra

• Állitsa a mérétvőt sírt: Műtán a mérétvőt át vezeti a hozzá tartozó pántokat a paciens méreteihez. 5. ábra

• Ha a pánt a paciens méreteihez képest túl hosszú, táloltsa ki a tópózárát, vagy a le felesleges részt, majd helyezze vissza. 6. ábra

• A pántokat a tópózárban rögzítse, majd csatolja a jobb oldali pántot a leírás szerint. 7. ábra

**Instructies voor een correcte plaatting:**

• Pas de steunband aan voor gebruik geleverd. Houd bij het aanbrengen van de steunband rekening met de rechterkant (R) en linkerkant (L). Fig. 1

• Altitsa be az óv méretét: A hártrészen ápró lyukakat alkotó szimmetrikus jelek (A) találhatók, amelyek referencialeként szolgálnak az óv középre felhelyezésénél. 2. ábra

• Helyezze be a mérétvőt sírt. Kapcsolja a mérétvőt a tópózárba (B) az óv háttájára, a kepen látható módon középre helyezz. 3. ábra

• Csatolja be az óvát: A paciens méreteihez igazítva csatolja be az óv elülső részét. 4. ábra

• Állitsa a mérétvőt sírt: Műtán a mérétvőt át vezeti a hozzá tartozó pántokat a paciens méreteihez. 5. ábra

• Ha a pánt a paciens méreteihez képest túl hosszú, táloltsa ki a tópózárát, vagy a le felesleges részt, majd helyezze vissza. 6. ábra

• A pántokat a tópózárban rögzítse, majd csatolja a jobb oldali pántot a leírás szerint. 7. ábra

**A termék karbantartása – Mosási utasítások:**

• A textíliás mozdóságú zárasa bőr mikropacsokat, és semleges mosószerrel, kékéz mossa ki (max. 30 °C). Hypot ne használjon. Kozettelen hőforrásnak, például kályha, fűtés vagy radiátor melegének és közében napsütésnek ne tegye ki.

**Megjegyzés:** A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságának abban a tagállamban, ahol a felhasználó és/vagy a paciens él.

**Onderhoud van het product - Wasinstructies:**

Voor het wassen van de stoffen onderdelen, sluit de micro-haakjes en was met de hand en milde zeep (max. 30 °C). Niet blootstellen aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiatoren, direct zonlicht, enz.

**Opmerking:** Ernstige bijzonderheden in verband met het gebruik van het product moeten worden vermeld aan de fabrikant en de bevoegde raad van het lidstaat waar de gebruiker Y/of patiënt verblift.

## PL

Opis i przezwidane zastosowanie:

Universzalny, elastyczny pas leżdwiowy z oddychającym materiałem, umożliwiający regulację kompresji. Dzięki modułowej budowie, można go dopasować do dowolnej budowy anatomicznej. Wykonanie doczepiące pozwala na regulację kompresji według potrzeb użytkownika.

**Wskazania:**

Lumbago, artrózis, osteoporoz, osteomalacia, dyskopatie, ischias i leczenie pooperacyjne odcinka lombarnego kroplistego kroplistego.

**Przeciwwskazania:**

• Nie jest pozwolony open littekens gebruiken.

• Gebruik de orthese niet op plekken die geïnfecteerd zijn.

• Niet gebruiken in geval van huisdierallergie wegens het contact met weefselsvriendelijke materialen.

• Niet gebruiken als het gebied te rood en/of te warm wordt.

**Vorożsmaatregelen:**

• Przed przygotowaniem do użytkowania ortezie należy uważać na niejewolność w przypadku ortezie z odczuciem bólu i obrzęku.

• Zdążyć na ortezie dla swojego zdrowia i funkcji, aby móc ją wykorzystać.

• W celu zapewnienia skutecznego działania produktu, powinien on zostać odpowiednio dopasowany do budowy anatomicznej pacjenta. Wymagane jest, aby po raz pierwszy założono i zmieniono go, aby dostos