

Technická specifikace

Technická specifikace		
Zatížení	Max. hmotnost pacienta [kg]	215
	Bezpečné pracovní zatížení [kg]	250
	Zatížení hrazdy [kg]	80
Rozměry	Vnější (š × d × v) [cm]	132 × 218 × 116–136
	Ložná plocha (š × d) [cm]	120 × 200
	Světelná výška [cm]	19
Nastavení	Výška roštu [cm]	30 – 80
	Úhel – zádoový díl [°]	0 – 70
	Úhel – stehenní díl [°]	0 – 35
	Úhel – lýtkový díl [°]	0 – 20
	Náklon (reverzní-Trendelenburg) [°]	0 – 12
Matrace	Rozměry (v × š × d) [cm]	120 × 200
	Hustota pěny [kg/m ³]	35 – 80
Řídicí jednotka	Řídicí jednotka	LINAK CA40
	Motor pro nastavení výšky	LINAK LA40
	Motor pro nastavení zádoového / nožního dílu	LINAK LA27
	Dálkový ruční ovladač	LINAK HL74 Comfort
	Vstupní napětí	100-240V AC, 50Hz
	Výstupní napětí	24V DC
	Příkon	Max. 2,5A
	Provozní doba	10 %; 2 min ZAP / 18 min VYP
	Ochrana - stupeň krytí	IPX6 (motory, jednotka) / IPX4 (ovladač)
	Třída elektrického zařízení	II
Kolečka	Hladina hluku	< 65 dB (A)
	Model	Kovová kolečka s nášlapnou brzdou
Hmotnost	Rozměry [cm]	10
	Celková [kg]	123,5
	Rošt (Hlavový díl / Nožní díl) [kg]	29,8 / 23,5
	Čelo s motorem zdvihu (1 kus) [kg]	25
	Motor zádoového / nožního dílu [kg]	1,5 / 1,4
	Dálkový ruční ovladač, řídicí jednotka [kg]	0,3 / 0,5
	Dřevěná postranice (1 kus) [kg]	2,8
	Hrazda s hrazdičkou [kg]	5,3
Provoz / Skladování / Doprava / Podmínky	Pracovní teplota [°C]	+ 10 – +40
	Skladovací/přepravní teplota [°C]	- 20 – +50
	Vlhkost [%]	30 – 75



UPOZORNĚNÍ

Tolerance měření: $\pm 10 \text{ mm}$ / $\pm 0,5 \text{ kg}$ / $\pm 1,5^\circ$.

Technické údaje platí v optimálních okolních podmínkách pro lůžka ve standardní konfiguraci, která nebyly nikdy upravována ani poškozena.

Bezpečné pracovní zatížení se vypočítá podle normy EN 60601-2-52 na základě:

Max. hmotnost pacienta = 215 kg; Hmotnost matrace = 20 kg; Hmotnost příslušenství = 15 kg

Maximální bezpečné pracovní zatížení postele je 200 kg.

Maximální hmotnost pacienta závisí na celkové hmotnosti příslušenství, např.:

Max. pracovní zatížení	Hmotnost příslušenství (včetně matrace)	Max. hmotnost pacienta
250 kg	35 kg	215 kg
250 kg	20 kg	230 kg

VAROVÁNÍ

Posouzení rizik musí být provedeno před použitím lůžka pacientem.

Je třeba posoudit věk, tělesné míry a kondici kvalifikovaným klinickým odborníkem.